

Pferdeschuhe

aus schwarzem Gummi.



Nr. 1 2 3 4 5

per Stück K 7.50 8.— 8.50 9.— 9.50

Hufkronenschützer

werden nur
in einer
Größe für
linke und
rechte Füße
in grauer
Farbe her-
gestellt



Preis per Stück K 5.50

Streif-Schuttmittel.



Preis per Stück K 8.—.

Die vorstehende Abbildung zeigt ein neues Streifband, welches wir als äußerst praktisch bestens empfehlen.

Dieses Streifband liegt nicht wie die meisten bisherigen Streifbänder am Fuße fest an, sondern ist lose, wodurch das Pferd gezwungen wird, weiter zu gehen und so nach und nach das Streifen aufhören muß; nach Verlauf von zirka 3—4 Wochen kann das Streifband abgelegt werden.

Beim Training junger Pferde ist dieses Streifband unentbehrlich, da dasselbe das Pferd zwingt, weit zu gehen, und zwar in einer Zeit, wo dies am Nötigsten ist, wie beim erstmaligen Anschirren.

Das Streifband kann rechts oder links angebracht werden.



Hufeisen-Stollen

mit Gummistoff-Einlage (**Patent Krehann**) für glatten Boden und zur Schonung der Pferdefüße.



abgenützter Stollen.

Nr.	I	II	III
	für Reitpferde	Wagenpferde	Lastpferde
per 100 Stück K	9.—	11.—	13.—
" 1 " "	— .10	— .12	— .14
Stollenschlüssel, mit vier Löchern K 1.40			



H-Stollen.



Prima Qualität, Stahl — bleiben stets scharf.

		Nr.	I	II	III
			für Reitpferde	Wagenpferde	Lastpferde
per 100 Stück	K		5.—	6.50	9.—
" 1 "	"	"	— .05	— .07	— .09



Stollen (Patent Blascheck),

spitz oder stumpf.



Prima Stahl stets scharf bleibend bis auf den letzten Stumpf.

		Nr.	I	II	III
			für Reitpferde	Reit- u. Wagenpferde	Wagenpferde
per 100 Stück	K		4.—	4.50	5.—
" 1 "	"	"	— .05	— .06	— .07

Sämtliche Stollen mit österreichischem Normal-Gewinde.

Gewinde-Bohrer

per Stück K 1.20

Original Engl. Huf-Lederkitt.

Künstliche Hornmasse.

Das Beste was existiert.

1. Zur Ausbesserung schadhafter Hufe.
2. Zur Herstellung eines guten Tragerandes bei losen und hohlen Wänden.
3. Zur Herstellung von Sohleneinlagen gegen Verletzung der Hufsohlen etc.
4. Zur Beseitigung von Hornspalt, Knollhuf u. s. w.

Sehr wichtig für die Erhaltung der Hufe und somit der Pferde.

Bitte zu probieren.

Gebrauchs-Anweisung.

Nachdem man bei den kranken Hufen alle schlechten Teile sorgfältig abgekratzt und desinfiziert hat, trockne man die Stellen vollständig aus (am schnellsten zu erreichen durch Ausbrennen mit einem Löschspieß). Als dann wird der in kleine Stücke geschnittene, über gelindem Feuer erwärmte Kitt aufgetragen resp. eingedrückt.

Durch Befeuchten mit kaltem Wasser erhält der Kitt nach 20—30 Minuten seine ursprüngliche Härte wieder und ist **innig mit der Hornmasse verbunden**, was bei anderen ähnlichen Präparaten nicht der Fall ist.

	I	II Qual.
per Kg. K	15.—	12.—

Huf-Fett (Pastolin)

bestes Konservierungsmittel für Pferdehufe
in Blechbüchsen à K 1, 2 und 5, per Kg. K 2 —